

FRIO® Insuline Travel Wallet Instruction Brochure – Nederlands

WELKOM

Proficiat met de aankoop van uw FRIO® insuline reistas. Gelieve enkele minuten te nemen om deze bijsluiter zorgvuldig te lezen zodat u begrijpt hoe uw FRIO® tas steeds weer efficiënt te gebruiken.

FRIO® REISTASSEN HOUDEN INSULINE KOEL EN VEILIG, ZELFS IN WARME KLIMATEN

De FRIO® reistas is een koeleenheid die werkt via verdamping ontworpen met het doel om insuline veilig koel te houden tussen een temperatuur van 18-26°C voor 45 uren, zelfs in een omgevingstemperatuur van 37. 8°C. De tas kan verder worden 'gereactiveerd' of 'bijgevuld' voor een volgende periode van 45 uur en dit voor 28 dagen.

Merk op: de insuline moet op de door de fabrikant aangewezen temperatuur gebracht worden alvorens ze in de FRIO® tas wordt gebracht. Gelieve de bijsluiter van de fabrikant te controleren voor uw specifieke medicatie.

Inhoud

Elke FRIO® reistas bestaat uit 2 delen: 1) Cambrelle® omhulsel; 2) FRIO® binnentas gemaakt uit polykatoen met tussenschotten die kristallen bevatten (niet-toxisch en niet-ontvlambaar — Veiligheidsinformatieblad beschikbaar indien gewenst).

Gebruiksaanwijzing — Gelieve nauwlettend te volgen

Merk op: het is van het grootste belang dat de onderdompelingstijd nauwkeurig wordt gecontroleerd en nageleefd zodat de juiste hoeveelheid water wordt opgenomen. Te lang weken maakt de tas onbruikbaar. Moest dit voorvallen laat de tas dan op natuurlijke wijze drogen totdat ze terug op bruikbare grootte is.

1. Dompel de binnentas die de kristallen bevat onder in koud water en laat volgens de relevante tijd volgens de grootte van de tas weken.

Mini	2-3 minuten
Extra Klein	7-9 minuten
Individuele/Duo/Pomp	8-10 minuten
Klein /Injector	12-14 minuten
Groot	14-18 minuten
Extra Groot	15-19 minuten

2. Bewerk de tas zachtjes tijdens het weken zodat de kristallen gelijk worden verspreid over de tas. De gel die gevormd wordt door het weken moet de tussenschotten vullen maar mag niet uitzetten tot op het punt dat ze stug worden. De tas in werking moet plooibaar blijven.

3. Laat de tas een 15-30 minuten uitdruipen om de gevormde gel het overtollige vocht te laten opnemen (de tussenschotten zullen nog lichtjes uitzetten na de verwijdering uit het water). Droog ze zachtjes met een papieren doek. **Merk op:** opgepast bij het drogen van uw FRIO® tas na de onderdompeling in water daar er licht kleurverlies kan optreden bij fel gekleurde tassen.

4. Plaats de medicatie in de geactiveerde tas wanneer ze halfdroog aanvoelt en plaats de tas daarna in het omhulsel.

Voor een verdere veilige berging moet de FRIO" binnentas iedere 45 uur herondergedompeld worden in water. Dit moet vroeger gebeuren indien de gel afneemt en er zich kristallen vormen, d.w.z. men kan kristallen voelen in de tussenschotten. Bij voortdurend gebruik zijn de opeenvolgende onderdompelingsperiodes korter daar de kristallen zich voortdurend in gelvorm zullen bevinden, d.w.z. dat 2-4 minuten zullen volstaan (afhankelijk van de grootte van de tas).

DRAAG OF BERG DE TAS NIET OP IN EEN LUCHT- OF WATERDICHTE HOUDER NA ACTIVATE

De FRIO®" reistas is een koeleenheid die werkt via verdamping — ze moet kunnen ademen en in contact komen met lucht. Het Cambrelle" omhulsel laat dit toe en verstevigt de stabiliteit van de temperatuur in de reistas. Vervoeren in uw handbagage of in uw broekzak is voldoende.

Insuline die werd opgeslagen in de FRIOO tas kan worden overgebracht in een koelkast indien beschikbaar. Plaats de FRIO" tas **NIET** in de koeltas wegens kans op beschadiging. Plaats de tas **NIET** in de diepvries daar het weefsel schade kan oplopen te wijten aan het blijven kleven aan de diepvrieswand door de vochtigheid van de gel.

Drogen, reinigen en opbergen

Wanneer u de tas niet gebruikt verwijder dan de binnentas uit het omhulsel en laat ze volledig natuurlijk drogen totdat de gel opnieuw kristalvorm aanneemt. Schud af en toe de tas tijdens het drogen om de kristallen apart te houden. **Merk op:** het drogen van de tas kan 2-4 weken in beslag nemen afhankelijk van het klimaat waarin u zich bevindt.

Om de droogtijd te versnellen kunnen verschillende methodes worden gebruikt:

- 1) plaats dichtbij een warmtebron zoals een radiator of een boilerkast
- 2) hang de tas aan de waslijn indien het weer dit toelaat
- 3) plaats ze op de vensterbank op een zonnige plaats; regelmatig schudden kan helpen.

STEEK DE FRIOO TAS NIET IN DE DROOGKAST!

Het omhulsel kan worden gereinigd door te wassen in warm water met een milde detergent. De binnentas kan worden gereinigd met een zachte borstel (d.w.z. zachte tanden- of nagelborstel): dip de borstel in mild zeepwater en reinig de tas. U kan de tas daarna spoelen onder lopend water zonder dat u de kristallen beschadigt. Anderzijds kan u een anti-bacterie verstuiver zonder bleekmiddel of een anti-bacterie keuken- of babydoekje gebruiken om uw tas schoon te vegen. **STEEK DE FRIOO• TAS NIET IN DE WASMACHINE!**

Bewaar uw FRiOO tas op een droge plaats voor volgend gebruik.

Deze gebruiksaanwijzing is enkel een gids. Te wijten aan de verschillende klimatologische omstandigheden op de aardbol zal de FRIO® tas verschillend reageren op verschillende plaatsen. Indien ze zorgvuldig wordt gebruikt en geactiveerd zal ze voor een lange tijd tot uw dienst staan. Na verloop van tijd zal de onderdompelingstijd vergroten maar zolang de kristallen zich tot een gel omvormen zal de tas correct blijven werken. Indien de kristallen zich niet meer omvormen moet de tas worden vervangen.

